

# Uroflex® 1K

## 1-Kammer Urin-Beinbeutel



### BESCHREIBUNG / VORTEILE

Universell einsetzbarer, steriler 1-Kammer Urin-Beinbeutel.

- + Rückflusssperre (NRV)
- + Schlauchlänge (kürzbar): 50 cm
- + Zusätzlicher Konnektor
- + Flexibler und knickstabiler Schlauch mit Schutzkappe
- + Senkrechtes Kreuzventil zum Schieben für einfachen Einhandablass
- + Kurze Beutellänge durch hochklappbaren Ablasshahn
- + Anschlussmöglichkeit für Bettbeutel
- + Weiche und hautfreundliche Innenseite
- + Bis zu 7 Tage einsetzbar
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 5 Jahre



Kurze Beutellänge durch hochklappbaren Ablasshahn



Weiches Doghouse



Hautfreundliche Vliesbeschichtung der Innenseite; praktische Ösen zum einfachen und sicheren Anbringen von Haltebändern



Anwendung mit Halteband REF 630535 u. REF 630635

### Uroflex® 1K

REF	Beutelvolumen ml	Schlauchlänge cm	PZN	VE in Stk.	Stk. im Umkarton
611750	750	50	14285704	10	30