

Uroflex® 3K

3-Kammer Urin-Beinbeutel

Haltebänder

Für Urin-Beinbeutel



BESCHREIBUNG / VORTEILE

3-Kammer Beinbeutel für mehr Tragekomfort.

- + Rückflusssperre (NRV)
- + Schlauchlänge (kürzbar): 50 cm
- + Zusätzlicher Konnektor
- + Flexibler und knickstabiler Schlauch mit Schutzkappe
- + Senkrecht Kreuzventil zum Schieben für einfachen Einhandablass
- + Anschlussmöglichkeit für Bettbeutel
- + Weiche und hautfreundliche Innenseite
- + Ausführungen: steril / unsteril
- + Verschiedene Volumina
- + Bis zu 7 Tage einsetzbar
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 5 Jahre

Haltebänder für Urin-Beinbeutel zur sicheren und angenehmen Befestigung am Bein


- + Individuell einstellbar
- + Wiederverwendbar und waschbar bis 40°C
- + Unsteril
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 5 Jahre



Anwendung mit Halteband REF 630535



Anwendung Halteband REF 630635 mit Uroflex® 3K am Oberschenkel



Weiche und hautfreundliche Innenseite



Praktischer Einhand Ablasshahn und Ansatzstück für Bettbeutel

Uroflex® 3K

REF	Beutel-volumen ml	Schlauch-länge cm	Ausführung	PZN	VE in Stk.	Stk. im Umkarton
630500	500	50	unsteril	14168602	10	3x 10
630750	750	50	unsteril	14168625	10	3x 10
631500	500	50	steril	14168594	10	3x 10
631750	750	50	steril	14168619	10	3x 10

Uroflex® Haltebänder

REF	Ausführung	Länge / Breite ~ cm	PZN	VE
630535	mit Klettverschluss	53 / 2,5	14170668	10 Paar
630635	mit Klettverschluss und Knöpfen	63 / 3,5 u. 2,3	14170651	10 Paar

Vertrieb durch:

Janmed GmbH_Otto-Hahn-Straße 18_71069 Sindelfingen, Germany_Tel.: +49(0)7031-76234-0_Fax: +49(0)7031-76234-19_info@janmed.de_www.janmed.de

Janmed +